

E 379

Utilisation

pour la prise en charge de divers instruments.



- Tresse métal. 0,8 mm, largeur maille 1,7 mm, cadre tournant 5 mm
- Équipé de 2 poignées de transport
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002511116450 / Numéro de matériel: 03203500 / Ancien Numéro de matériel: 69537901D

<b>Famille produit</b>	
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément à mailles	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	110
Cote extérieure, largeur nette en mm	180
Cote extérieure, profondeur nette en mm	445
Cote extérieure, hauteur brute en mm	135
Cote extérieure, largeur brute en mm	235
Cote extérieure, profondeur brute en mm	485
Poids net en kg	0,72
Poids brut en kg	1,25