

E 146

Utilisation

pour la prise en charge optimale de divers instruments.



- Largeur de mailles au fond 3 mm, côtés 1,7 mm, couvercle 8 mm
- Équipé de 2 poignées de transport pivotantes
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002511116009 / Numéro de matériel: 03346680 /
Ancien Numéro de matériel: 69514601D

| | |
|---|------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs, médical | • |
| Accessoires | |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Catégorie de produit | |
| Complément à mailles | • |
| Propriétés du produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Domaine d'application | |
| Traitement des instruments MIC | • |
| Traitement des instruments chirurgicaux | • |
| Raccord. élect. standard | |
| Nombre de phases | 0 |
| Tension en V | 0 |
| Fréquence en Hz | 0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00 |
| Protection par fusible en A | 0 |
| Dimensions et poids | |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm | 55 |
| Cote extérieure, largeur nette en mm | 150 |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 225 |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm | 75 |
| Cote extérieure, largeur brute en mm | 165 |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 245 |
| Poids net en kg | 0,61 |
| Poids brut en kg | 0,70 |