

SD-B
Injektordüse
pour butyromètre.



- Pour les chariots à injection
- Pas de vis compris, 4 x 140 mm*

* Pas de vis intégré, diamètre de 4 x 140 mm, plus buse aplatie, soudée, 1,5 x 100 mm.

Code EAN: 4002511116955 / Numéro de matériel: 03583540 / Ancien Numéro de matériel: 69708001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	240
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	100
Cote extérieure, profondeur brute en mm	150
Diamètre en mm	4
Poids net en kg	0,01
Poids brut en kg	0,02