


O 183

Panier supérieur

pour la prise en charge des instruments MIC , d'arthroscopie et d'urologie.



- Côté gauche : 10 injecteurs ou placement libre compléments
- Côté droit : 14 injecteurs/entonnoir pour instr. à cavité
- Hauteur charg. 285 +/- 30 mm ; instruments à cavité 370 +/- 30 mm
- Aucun doseur poudre possible

Code EAN: 4002511114920 / Numéro de matériel: 03807470 /  
Ancien Numéro de matériel: 69118301D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments avec lumen	•
<b>Capacité</b>	
Instruments avec lumen [nombre]	14
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	270
Cote extérieure, largeur nette en mm	475
Cote extérieure, profondeur nette en mm	530
Cote extérieure, hauteur brute en mm	410
Cote extérieure, largeur brute en mm	540
Cote extérieure, profondeur brute en mm	555
Poids net en kg	4,00
Poids brut en kg	4,80