

O 184

Panier supérieur

pour la prise en charge optimale de tubes à centrifuger, flacons et tubes à essai.



- Équipé de 96 injecteurs
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Hauteur de chargement de : 170 mm
- Aucun doseur poudre possible

Code EAN: 4002511114937 / Numéro de matériel: 03807480 / Ancien Numéro de matériel: 69118401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Panier pour les petits tubes	•
Panier pour les tubes à essai	•
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Hauteur de chargement maximale en mm	170
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement des tubes à essai	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	96
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	468
Cote extérieure, largeur nette en mm	475
Cote extérieure, profondeur nette en mm	531
Cote extérieure, hauteur brute en mm	270
Cote extérieure, largeur brute en mm	525
Cote extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	4,50
Poids brut en kg	5,70
Articles fournis	
ID 110, Gicleur à injection Ø 2,5 mm, longueur 110 mm [nombre]	96