

U 167

Panier inférieur

pour la prise en charge optimale des instruments d'anesthésie.



- Pour 4 contenants chauds sodés, 9 bords de réception & divers instruments
- 20 supports, hauteur 200 mm mm, écart env. 95 mm mm

Code EAN: 4002511114784 / Numéro de matériel: 03807600 / Ancien Numéro de matériel: 69116702D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Panier inférieur	•
Chariots pour les instruments d'anesthésie	•
Propriétés du produit	
Matériau	Câble, rilsané
Couleur	Blanc
Écart entre les supports en mm	95
Hauteur de support en mm	200
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	220
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	516
Cote extérieure, hauteur brute en mm	240
Cote extérieure, largeur brute en mm	550
Cote extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net en kg	3,10
Poids brut en kg	4,60