


E 106

Utilisation

pour prise en charge optimale des verres à col large, éprouvettes graduées, etc.



- équipé de 10 crochets de 175 mm hauteur & 16 de 105 mm hauteur
- L'écartement entre les crochets correspond à env. 60 mm

Code EAN: 4002511115675 / Numéro de matériel: 03808310 / Ancien Numéro de matériel: 69510601D

Familie produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les béciers	•
Complément/module pour la verrerie à col large	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des éprouvettes graduées	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	180
Cote extérieure, largeur nette en mm	195
Cote extérieure, profondeur nette en mm	186
Cote extérieure, hauteur brute en mm	205
Cote extérieure, largeur brute en mm	245
Cote extérieure, profondeur brute en mm	490
Poids net en kg	0,93
Poids brut en kg	1,42