


E 109

Utilisation

pour la prise en charge optimale de béchers jusqu'à 250 ml.



- Convient pour 21 béchers jusqu'à 250 ml
- Équipé de 21 x 3 supports
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002511115729 / Numéro de matériel: 03808360 /  
Ancien Numéro de matériel: 69510901D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les béchers	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Câble, rilsanisé
Couleur	Inox, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Béchers [nombre]	21
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	155
Cote extérieure, largeur nette en mm	230
Cote extérieure, profondeur nette en mm	460
Cote extérieure, hauteur brute en mm	185
Cote extérieure, largeur brute en mm	230
Cote extérieure, profondeur brute en mm	490
Poids net en kg	1,21
Poids brut en kg	1,54