


E 110

Utilisation

pour la prise en charge optimale de béchers de 250 à 600 ml.



- Convient pour 10 béchers de 250 à 600 ml
- Équipé de 10 x 3 supports
- Utilisable dans le panier inférieur

Code EAN: 4002511115736 / Numéro de matériel: 03808390 /
Ancien Numéro de matériel: 69511001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les béchers	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Câble, rilsanisé
Couleur	Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Béchers [nombre]	10
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	175
Cote extérieure, largeur nette en mm	230
Cote extérieure, profondeur nette en mm	460
Cote extérieure, hauteur brute en mm	250
Cote extérieure, largeur brute en mm	230
Cote extérieure, profondeur brute en mm	505
Poids net en kg	0,83
Poids brut en kg	1,35