

E 124

Utilisation

pour prise en charge bouteilles de perfusion. Dimension de surface 100 x 100 mm.



- 16 comp., mesure comp. : 100 x 100 mm (flacon), 48 x 48 mm (col)
- Utilisable dans le panier inférieur

Code EAN: 4002511115811 / Numéro de matériel: 03808500 /  
Ancien Numéro de matériel: 69512401D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour diverses bouteilles	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	16
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments chirurgicaux	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	148
Cote extérieure, largeur nette en mm	460
Cote extérieure, profondeur nette en mm	460
Cote extérieure, hauteur brute en mm	170
Cote extérieure, largeur brute en mm	480
Cote extérieure, profondeur brute en mm	480
Poids net en kg	1,44
Poids brut en kg	1,80