


E 125

Utilisation

pour prise en charge bouteilles de perfusion. Dimension de surface 125 x 125 mm.



- 9 comp., mesure des comp. : 125 x 125 mm (flacon), 55 x 55 mm (col)
- Utilisable dans le panier inférieur

Code EAN: 4002511115828 / Numéro de matériel: 03808510 / Ancien Numéro de matériel: 69512501D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour diverses bouteilles	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	9
Domaine d'application	
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	224
Cote extérieure, largeur nette en mm	460
Cote extérieure, profondeur nette en mm	460
Cote extérieure, hauteur brute en mm	245
Cote extérieure, largeur brute en mm	480
Cote extérieure, profondeur brute en mm	480
Poids net en kg	1,81
Poids brut en kg	2,56