


E 126

Utilisation

pour prise en charge bouteilles de perfusion. Dimension de surface 45 x 45 mm.



- 48 comp., mesure des comp. : 45 x 45 mm (flacon), 28 x 28 mm (col)

Code EAN: 4002511115835 / Numéro de matériel: 03808520 / Ancien Numéro de matériel: 69512601D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour diverses bouteilles	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	48
Domaine d'application	
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	83
Cote extérieure, largeur nette en mm	445
Cote extérieure, profondeur nette en mm	445
Cote extérieure, hauteur brute en mm	160
Cote extérieure, largeur brute en mm	475
Cote extérieure, profondeur brute en mm	475
Poids net en kg	1,92
Poids brut en kg	2,05