

E 128

Utilisation

pour prise en charge bouteilles de perfusion. Dimension de surface 71 x 71 mm.



- 24 comp., mesure des comp. : 71 x 71 mm (flacon), 46 x 46 mm (col)

Code EAN: 4002511115859 / Numéro de matériel: 03808540 /  
Ancien Numéro de matériel: 69512801D

|   |      |
|---|------|
| <b>Famille produit</b>                  |      |
| Laveurs-désinfecteurs, médical          | •    |
| <b>Accessoires</b>                      |      |
| PG 8535                                 | •    |
| PG 8536                                 | •    |
| PG 8562                                 | •    |
| PG 8582                                 | •    |
| PG 8582 CD                              | •    |
| PG 8592                                 | •    |
| <b>Catégorie de produit</b>             |      |
| Complément pour diverses bouteilles     | •    |
| <b>Propriétés du produit</b>            |      |
| Matériau                                | Inox |
| Couleur                                 | Inox |
| Nombre de compléments                   | 24   |
| <b>Domaine d'application</b>            |      |
| Traitement des instruments chirurgicaux | •    |
| <b>Raccord. élect. standard</b>         |      |
| Nombre de phases                        | 0    |
| Tension en V                            | 0    |
| Fréquence en Hz                         | 0    |
| Puissance totale de raccordement en kW  | 0,00 |
| Protection par fusible en A             | 0    |
| <b>Dimensions et poids</b>              |      |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm    | 103  |
| Cote extérieure, largeur nette en mm    | 445  |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 445  |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm    | 160  |
| Cote extérieure, largeur brute en mm    | 475  |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 470  |
| Poids net en kg                         | 1,49 |
| Poids brut en kg                        | 1,95 |