

E 135

Utilisation

pour la prise en charge optimale de 19 biberons jusqu'à 250 ml.



- Convient pour 19 biberons de 250 ml
- Adapté aux flacons de 56 x 56 mm, col : 49 x 49 mm
- Pour le panier supérieur A 102 et le panier inférieur A 151

Code EAN: 4002511115903 / Numéro de matériel: 03808630 / Ancien Numéro de matériel: 69513501D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour diverses bouteilles	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des biberons	•
<b>Capacité</b>	
Biberons [nombre]	19
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	194
Cote extérieure, largeur nette en mm	192
Cote extérieure, profondeur nette en mm	447
Cote extérieure, hauteur brute en mm	465
Cote extérieure, largeur brute en mm	195
Cote extérieure, profondeur brute en mm	205
Poids net en kg	1,93
Poids brut en kg	2,10