

E 135/1

Utilisation

pour la prise en charge optimale de 19 biberons jusqu'à 110 ml.



- Convient pour 19 biberons de 110 ml
- Adapté aux flacons de 51 x 51 mm, col : 45 x 45 mm
- Pour le panier supérieur A 102 et le panier inférieur A 151

Code EAN: 4002511115910 / Numéro de matériel: 03808640 / Ancien Numéro de matériel: 69513502D

| | |
|--|------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | • |
| Laveurs-désinfecteurs, médical | • |
| Accessoires | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Catégorie de produit | |
| Complément pour diverses bouteilles | • |
| Propriétés du produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Domaine d'application | |
| Traitement des biberons | • |
| Capacité | |
| Biberons [nombre] | 19 |
| Raccord. élect. standard | |
| Nombre de phases | 0 |
| Tension en V | 0 |
| Fréquence en Hz | 0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00 |
| Protection par fusible en A | 0 |
| Dimensions et poids | |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm | 135 |
| Cote extérieure, largeur nette en mm | 192 |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 447 |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm | 195 |
| Cote extérieure, largeur brute en mm | 205 |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 465 |
| Poids net en kg | 2,02 |
| Poids brut en kg | 2,10 |