

E 135/2

Utilisation

pour la prise en charge optimale de 19 biberons jusqu'à 90 ml.



- Convient pour 19 biberons de 90 ml
- Adapté aux flacons de 51 x 51 mm, col : 42 x 42 mm
- Pour le panier supérieur A 102 et le panier inférieur A 151

Code EAN: 4002511115927 / Numéro de matériel: 03808650 / Ancien Numéro de matériel: 69513503D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour diverses bouteilles	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des biberons	•
Capacité	
Biberons [nombre]	19
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	125
Cote extérieure, largeur nette en mm	192
Cote extérieure, profondeur nette en mm	447
Cote extérieure, hauteur brute en mm	140
Cote extérieure, largeur brute en mm	235
Cote extérieure, profondeur brute en mm	480
Poids net en kg	1,97
Poids brut en kg	2,10