


E 144

Utilisation

pour la prise en charge optimale de jusqu'à 18 béchers.



- Convient pour 18 béchers
- Équipé de 18 x 3 supports
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002511115996 / Numéro de matériel: 03808710 /
Ancien Numéro de matériel: 69514401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les béchers	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Câble, rilsanisé
Couleur	Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Béchers [nombre]	18
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	131
Cote extérieure, largeur nette en mm	200
Cote extérieure, profondeur nette en mm	445
Cote extérieure, hauteur brute en mm	180
Cote extérieure, largeur brute en mm	250
Cote extérieure, profondeur brute en mm	490
Poids net en kg	1,37
Poids brut en kg	1,38