

E 149

Utilisation

pour la prise en charge optimale de 80 tubes à essai, 16 x 105 mm.



- Convient pour 80 tubes à essai jusqu'à 16 x 105 mm
- Équipé en plus d'un couvercle
- 80 compartiments de 18 mm x 18 mm
- Largeur de mailles au fond de 8 x 8 mm

Code EAN: 4002511116016 / Numéro de matériel: 03808800 / Ancien Numéro de matériel: 69514901D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les tubes à essai	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	80
Largeur de compartiment en mm	18
Longueur de compartiment en mm	18
Domaine d'application	
Traitement des tubes à essai	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	80
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	152
Cote extérieure, largeur nette en mm	200
Cote extérieure, profondeur nette en mm	200
Cote extérieure, hauteur brute en mm	170
Cote extérieure, largeur brute en mm	250
Cote extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	1,03
Poids brut en kg	1,59