

E 336

Douille de rinçage

pour prise en charge de pipettes/instruments de MIC dans chariots à injection.



- Il peut accueillir des pipettes de 445 mm max. de longueur
- En plastique, vissable

Code EAN: 4002511117068 / Numéro de matériel: 03809390 / Ancien Numéro de matériel: 69733601D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Douille de rinçage	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments avec lumen	•
<b>Capacité</b>	
Pipettes [nombre]	1
Instruments avec lumen [nombre]	1
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	121
Cote extérieure, largeur nette en mm	11
Cote extérieure, profondeur nette en mm	11
Cote extérieure, hauteur brute en mm	10
Cote extérieure, largeur brute en mm	170
Cote extérieure, profondeur brute en mm	125
Diamètre en mm	11
Poids net en kg	0,02
Poids brut en kg	0,02