

E 340  
Chariot  
pour la prise en charge optimale des verrerie à col étroit.



- Utilisable pour les moitiés avec d'autres compléments
- Équipé de 19 injecteurs

Code EAN: 4002511116177 / Numéro de matériel: 03809410 /  
Ancien Numéro de matériel: 69534001D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot pour verrerie à col étroit	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	19
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	502
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	517
Cote extérieure, hauteur brute en mm	180
Cote extérieure, largeur brute en mm	550
Cote extérieure, profondeur brute en mm	560
Poids net en kg	4,80
Poids brut en kg	5,60
<b>Articles fournis</b>	
ID 140, Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 140 mm [nombre]	3
ID 160, Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 160 mm [nombre]	3
ID 180, Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 180 mm [nombre]	3
ID 200, Gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 200 mm [nombre]	3
ID 220, Gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 220 mm [nombre]	3
ID 220, Gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 240 mm [nombre]	4
Injecteur de rinçage pour doseur poudre [nombre]	1