

E 352

Injektordüse

pour le nettoyage optimal de la vaisselle.



- Convient au complément dans un chariot à injection
- Combinable avec le support-tulipe E 354
- Ø 6 x 220 mm, vissable

Code EAN: 400251117082 / Numéro de matériel: 03809510 /
Ancien Numéro de matériel: 69735201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	220
Cote extérieure, largeur nette en mm	10
Cote extérieure, profondeur nette en mm	10
Cote extérieure, hauteur brute en mm	230
Cote extérieure, largeur brute en mm	20
Cote extérieure, profondeur brute en mm	30
Diamètre en mm	6
Poids net en kg	0,03
Poids brut en kg	0,03