

E 362

Vis borgne

pour verrouiller les vissages sur les supports de chargement.



- Pas de vis M 8 x 1

Code EAN: 4002511117136 / Numéro de matériel: 03809630 /  
Ancien Numéro de matériel: 69736201D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autres accessoires	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments de robotique	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	14
Cote extérieure, largeur nette en mm	10
Cote extérieure, profondeur nette en mm	10
Cote extérieure, hauteur brute en mm	120
Cote extérieure, largeur brute en mm	120
Cote extérieure, profondeur brute en mm	170
Diamètre en mm	10
Poids net en kg	0,00
Poids brut en kg	0,01