

E 364

Utilisation

pour la prise en charge optimale de 36 systèmes d'aspiration à col large.



- Convient pour prise en charge 36 systèmes aspiration à col large
- Équipé de 36 compartiments de 44 mm x 44 mm
- Couvercle rabattable et refermable

Code EAN: 4002511116290 / Numéro de matériel: 03809640 / Ancien Numéro de matériel: 69536401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	36
Largeur de compartiment en mm	44
Longueur de compartiment en mm	44
Domaine d'application	
Traitement des biberons	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	77
Cote extérieure, largeur nette en mm	215
Cote extérieure, profondeur nette en mm	445
Cote extérieure, hauteur brute en mm	80
Cote extérieure, largeur brute en mm	235
Cote extérieure, profondeur brute en mm	460
Poids net en kg	1,48
Poids brut en kg	1,91