

E 373

Utilisation

pour la prise en charge optimale d'instruments ORL.



- Largeur mailles au fond 3 mm, côtés 1,7 mm, couvercle 3 mm
- Équipé de 28 supports verticaux
- Équipé de 2 poignées de transport pivotantes
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002511116405 / Numéro de matériel: 03809790 /
Ancien Numéro de matériel: 69537301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Catégorie de produit	
Complément pour les instruments ORL	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments ORL	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	55
Cote extérieure, largeur nette en mm	150
Cote extérieure, profondeur nette en mm	225
Cote extérieure, hauteur brute en mm	80
Cote extérieure, largeur brute en mm	170
Cote extérieure, profondeur brute en mm	240
Poids net en kg	0,66
Poids brut en kg	0,77