

E 374

Utilisation

pour la prise en charge d'instruments ORL, comme des raccords d'inhalateurs.



- 24 comp. d'env. 45 x 45 mm, 27 comp. d'env. 12 x 12 mm
- Largeur de mailles au fond : 1,7 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002511116412 / Numéro de matériel: 03809800 / Ancien Numéro de matériel: 69537401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour les instruments ORL	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	51
Domaine d'application	
Traitement des instruments ORL	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	63
Cote extérieure, largeur nette en mm	173
Cote extérieure, profondeur nette en mm	445
Cote extérieure, hauteur brute en mm	75
Cote extérieure, largeur brute en mm	190
Cote extérieure, profondeur brute en mm	460
Poids net en kg	1,20
Poids brut en kg	1,20