

E 380  
Chariot  
pour la prise en charge optimale des verrerie à col étroit.



- Équipé de 32 injecteurs et supports-tulipes
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Dispositif support pour ML/2 pour détection automatique chariot

Code EAN: 4002511116467 / Numéro de matériel: 03809880 /  
Ancien Numéro de matériel: 69538001D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariots avec raccordement pour le séchage à l'air chaud	•
Chariot pour verrerie à col étroit	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	32
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	502
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	517
Cote extérieure, hauteur brute en mm	545
Cote extérieure, largeur brute en mm	160
Cote extérieure, profondeur brute en mm	530
Poids net en kg	7,90
Poids brut en kg	8,60
<b>Articles fournis</b>	
E 351 Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 160 mm [nombre]	14
E 352 Gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 220 mm [nombre]	18
E 353 Support-tulipe pour gicleur à injection E 351 [nombre]	14
E 354 Support-tulipe pour gicleur à injection E 352 [nombre]	18
Injecteur de rinçage pour doseur poudre [nombre]	1