

E 381

Chariot

pour la prise en charge optimale du matériel d'intubation.



- 20 injecteurs Ø 4,0 x 30 mm, 5 injecteurs Ø 2,5 x 30 mm, non montées
- 6 x injecteurs E 466 pour soufflets, Ø 8,0 x 333 mm
- 2 x injecteurs E 431 pour soufflet, Ø 8,0 x 193 mm
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Support pour ML/2 pour détection chariot/contrôle bras de lavage

Code EAN: 4002511116474 / Numéro de matériel: 03809890 / Ancien Numéro de matériel: 69538101D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Chariots pour les instruments d'anesthésie	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	502
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	515
Cote extérieure, hauteur brute en mm	540
Cote extérieure, largeur brute en mm	530
Cote extérieure, profondeur brute en mm	500
Poids net en kg	6,80
Poids brut en kg	8,70