

E 406  
Chariot  
pour la prise en charge optimale de max. 116 pipettes.



- Convient pour 116 pipettes jusqu'à 450 mm
- Taille de flacon de 16 x 16 mm
- Complet avec le support de 150 mm de hauteur
- Sans support de bande magnétique pour détection chariot auto.

Code EAN: 4002511116665 / Numéro de matériel: 03810110 /  
Ancien Numéro de matériel: 69540601D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot pour pipettes	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
<b>Capacité</b>	
Pipettes [nombre]	116
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	502
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	517
Cote extérieure, hauteur brute en mm	500
Cote extérieure, largeur brute en mm	540
Cote extérieure, profondeur brute en mm	530
Poids net en kg	4,90
Poids brut en kg	6,90