

E 408

Chariot

pour la prise en charge optimale de max. 96 pipettes.



- Convient pour 96 pipettes jusqu'à 450 mm
- Taille de flacon de 16 x 16 mm
- Complet avec le support de 150 mm de hauteur
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud

Code EAN: 4002511116689 / Numéro de matériel: 03810130 /
Ancien Numéro de matériel: 69540801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Chariots avec raccordement pour le séchage à l'air chaud	•
Chariot pour pipettes	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Capacité	
Pipettes [nombre]	96
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	502
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	517
Cote extérieure, hauteur brute en mm	540
Cote extérieure, largeur brute en mm	530
Cote extérieure, profondeur brute en mm	500
Poids net en kg	5,50
Poids brut en kg	7,10