


E 413

Utilisation

pour la prise en charge optimale des tuyaux d'aspiration.



- Convient pour 6 tuyaux d'aspiration du System Sirona
- Utilisable dans le panier supérieur O177/1

Code EAN: 4002511124486 / Numéro de matériel: 03810180 /
Ancien Numéro de matériel: 68741301D

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8591	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments dentaires	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Tuyaux [nombre]	6
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	205
Cote extérieure, largeur nette en mm	390
Cote extérieure, profondeur nette en mm	450
Cote extérieure, hauteur brute en mm	250
Cote extérieure, largeur brute en mm	485
Cote extérieure, profondeur brute en mm	495
Poids net en kg	1,40
Poids brut en kg	1,41