


UTS

Casiers à matériel

pour le nettoyage idéal des petites pièces.



- Équipé d'un couvercle
- 3 compartiments avec des dimensions de ?? x ??

Code EAN: 4002511117143 / Numéro de matériel: 03810260 /  
Ancien Numéro de matériel: 69741001D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autre complément	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	3
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	93
Cote extérieure, largeur nette en mm	102
Cote extérieure, profondeur nette en mm	350
Cote extérieure, hauteur brute en mm	110
Cote extérieure, largeur brute en mm	400
Cote extérieure, profondeur brute en mm	605
Poids net en kg	0,75
Poids brut en kg	1,00