

ID 110

Injektordüse

avec supports plastique, Ø 3 mm, long. 110 mm.



- Convient pour les chariots et paniers d'injection courants
- Convient par ex. pour les éprouvettes graduées, fioles graduées et tubes à essai

Code EAN: 4002511116979 / Numéro de matériel: 03810330 /
Ancien Numéro de matériel: 69711001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	32
Cote extérieure, largeur nette en mm	32
Cote extérieure, profondeur nette en mm	111
Cote extérieure, hauteur brute en mm	32
Cote extérieure, largeur brute en mm	80
Cote extérieure, profondeur brute en mm	120
Diamètre en mm	3
Poids net en kg	0,00
Poids brut en kg	0,01