


ID 180

Injektordüse

avec supports plastique, Ø 4 mm, long. 180 mm.



- Convient pour les chariots et paniers d'injection courants
- Convient par ex. pour les éprouvettes graduées, fioles graduées et tubes à essai

Code EAN: 400251117006 / Numéro de matériel: 03810360 / Ancien Numéro de matériel: 69718001D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	55
Cote extérieure, largeur nette en mm	55
Cote extérieure, profondeur nette en mm	180
Cote extérieure, hauteur brute en mm	60
Cote extérieure, largeur brute en mm	60
Cote extérieure, profondeur brute en mm	180
Diamètre en mm	4
Poids net en kg	0,02
Poids brut en kg	0,02