


ID 200

Injektordüse

avec supports plastique, Ø 6 mm, long. 200 mm.



- Convient pour les chariots et paniers d'injection courants
- Convient par ex. pour les éprouvettes graduées, fioles graduées et tubes à essai

Code EAN: 400251117013 / Numéro de matériel: 03810380 / Ancien Numéro de matériel: 69720001D

| | |
|--|-----------------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs, laboratoire | • |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | • |
| Accessoires | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Catégorie de produit | |
| Gicleur à injection | • |
| Propriétés du produit | |
| Matériau | Inox, Plastique |
| Couleur | Inox, Noir |
| Domaine d'application | |
| Traitement de la verrerie de laboratoire | • |
| Raccord. élect. standard | |
| Nombre de phases | 0 |
| Tension en V | 0 |
| Fréquence en Hz | 0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00 |
| Protection par fusible en A | 0 |
| Dimensions et poids | |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm | 55 |
| Cote extérieure, largeur nette en mm | 55 |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 200 |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm | 107 |
| Cote extérieure, largeur brute en mm | 130 |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 200 |
| Diamètre en mm | 6 |
| Poids net en kg | 0,02 |
| Poids brut en kg | 0,14 |