

E 118

Utilisation

pour la prise en charge optimale de boîtes de Pétri.



- Convient pour 38 boîtes de Pétri de Ø 100 mm
- Équipé de 38 supports, hauteur 70 mm, écartement d'env. 26 mm
- Utilisable dans le panier supérieur

Code EAN: 4002511115767 / Numéro de matériel: 03830270 /
Ancien Numéro de matériel: 69511801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les boîtes de Pétri	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Boîtes de Pétri [nombre]	38
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	120
Cote extérieure, largeur nette en mm	460
Cote extérieure, profondeur nette en mm	445
Cote extérieure, hauteur brute en mm	160
Cote extérieure, largeur brute en mm	480
Cote extérieure, profondeur brute en mm	480
Poids net en kg	1,54
Poids brut en kg	1,90