


E 136

Utilisation

pour la prise en charge optimale de 56 boîtes de Pétri.



- Convient pour 56 boîtes de Pétri de Ø 100 mm
- Équipé de 56 supports de 70 mm de hauteur, à une distance d'env. 26 mm
- Utilisable dans le panier inférieur
- Possibilité de doubler la capacité avec le complément E 137

Code EAN: 4002511115941 / Numéro de matériel: 03830280 / Ancien Numéro de matériel: 69513601D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les boîtes de Pétri	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Écart entre les supports en mm	26
Hauteur de support en mm	70
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Boîtes de Pétri [nombre]	56
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	485
Cote extérieure, largeur nette en mm	145
Cote extérieure, profondeur nette en mm	445
Cote extérieure, hauteur brute en mm	150
Cote extérieure, largeur brute en mm	450
Cote extérieure, profondeur brute en mm	535
Poids net en kg	2,10
Poids brut en kg	2,50