

E 315

VE Résine à usage unique

pour la régénération des cartouches de déminéralisation totale



- 20 litres de résine mélangée de manière homogène
- Pour une utilisation dans la cartouche vide LP 2800
- Carton avec 2 sacs de 10 litres
- Mise sous vide dans des sacs en plastique
- Comprend un sac filtrant pour l'échange

Code EAN: 4002511115293 / Numéro de matériel: 03830350 / Ancien Numéro de matériel: 69431501D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•

E 315

VE Résine à usage unique

pour la régénération des cartouches de déminéralisation totale



Code EAN: 4002511115293 / Numéro de matériel: 03830350 /
Ancien Numéro de matériel: 69431501D

PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Traitement de l'eau	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur brute en mm	130
Cote extérieure, largeur brute en mm	400
Cote extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net en kg	13,58
Poids brut en kg	14,21