


A 2
Filet de protection
pour fixer la vaisselle fragile.



- Convient aux 1/2 compléments
- Cadre métal rilsanisé recouvert d'un filet plastifié
- Dimensions : 216 x 456 mm

Code EAN: 4002511115590 / Numéro de matériel: 03830460 /
Ancien Numéro de matériel: 69500201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Cache	•
Propriétés du produit	
Matériau	Câble, rilsanisé, Plastique
Couleur	Vert, Blanc, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement de divers ustensiles	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	216
Cote extérieure, profondeur nette en mm	456
Cote extérieure, hauteur brute en mm	20
Cote extérieure, largeur brute en mm	230
Cote extérieure, profondeur brute en mm	465
Poids net en kg	0,38
Poids brut en kg	0,48