

AK 12

Utilisation

pour la prise en charge de divers instruments.



- convient par ex. pour les pompes à lait maternel, béciers & entonnoirs

Code EAN: 4002511115620 / Numéro de matériel: 03830510 /  
Ancien Numéro de matériel: 69501201D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les béciers	•
Complément/module pour la verrerie à col large	•
Autre complément	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement de divers ustensiles	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	122
Cote extérieure, largeur nette en mm	224
Cote extérieure, profondeur nette en mm	434
Cote extérieure, hauteur brute en mm	123
Cote extérieure, largeur brute en mm	315
Cote extérieure, profondeur brute en mm	505
Poids net en kg	0,74
Poids brut en kg	1,06