


O 187

Panier supérieur

pour la prise en charge optimale des verrerie à col étroit.



- Équipé de 34 injecteurs
- Hauteur de chargement 170 mm mm<sup>\*</sup>
- Aucun doseur poudre possible

<sup>\*</sup> La hauteur de chargement max. peut être réduite selon le type d'éléments de verrerie de laboratoire.

Code EAN: 4002511808881 / Numéro de matériel: 03881640 /  
Ancien Numéro de matériel: 69118701D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Hauteur de chargement maximale en mm	170
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	34
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	250
Cote extérieure, largeur nette en mm	475
Cote extérieure, profondeur nette en mm	531
Cote extérieure, hauteur brute en mm	270
Cote extérieure, largeur brute en mm	525
Cote extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	5,60
Poids brut en kg	6,50
<b>Articles fournis</b>	
E 351 Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 160 mm [nombre]	34
E 353 Support-tulipe pour gicleur à injection E 351 [nombre]	34