

E 416

Utilisation

pour la prise en charge optimale de 6 spéculums à une ou deux parties.



- Pour la prise en charge de 6 spéculums à une ou deux parties
- 7 supports avec un écartement de 40 mm
- Utilisable dans panier sup. (spéculums à une partie) et inf.

Code EAN: 4002511803824 / Numéro de matériel: 03888650 /
Ancien Numéro de matériel: 69541601D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Catégorie de produit	
Complément pour les instruments gynécologiques	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments gynécologiques	•
Capacité	
Spéculums gynécologiques [nombre]	6
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	157
Cote extérieure, largeur nette en mm	178
Cote extérieure, profondeur nette en mm	279
Cote extérieure, hauteur brute en mm	210
Cote extérieure, largeur brute en mm	200
Cote extérieure, profondeur brute en mm	365
Poids net en kg	0,69
Poids brut en kg	0,97