

MT

Chariot de transport  
pour le chargement & le déchargement des laveurs & désinfecteurs.



- Pour le stockage et le transport de paniers et compléments
- Divisé en 4 niveaux, réglables de 102,5 mm
- Mobile avec 4 roulettes blocables
- Taille de chargement de 549 x 599 mm

Code EAN: 4002511820005 / Numéro de matériel: 03893140 /  
Ancien Numéro de matériel: 69200102D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de rangement/transport	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1985
Cote extérieure, largeur nette en mm	662
Cote extérieure, profondeur nette en mm	616
Cote extérieure, hauteur brute en mm	2030
Cote extérieure, largeur brute en mm	680
Cote extérieure, profondeur brute en mm	680
Poids net en kg	23,00
Poids brut en kg	29,00