


A 14  
Couvercle  
pour fixer la vaisselle fragile.



- Couvercle en inox
- Découpe de 7 x 7 mm, arête de 3 mm

Code EAN: 4002511860995 / Numéro de matériel: 03981970 /  
Ancien Numéro de matériel: 69745002D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Couvercle	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement de divers ustensiles	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	20
Cote extérieure, largeur nette en mm	210
Cote extérieure, profondeur nette en mm	210
Cote extérieure, hauteur brute en mm	30
Cote extérieure, largeur brute en mm	240
Cote extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,20
Poids brut en kg	0,29