


A 16
Couvercle
pour fixer la vaisselle fragile.



- Tresse métallique 1 mm, largeur mailles 5 mm, cadre tournant 4 mm

Code EAN: 4002511860971 / Numéro de matériel: 03981990 /
Ancien Numéro de matériel: 69745004D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Couvercle	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	19
Cote extérieure, largeur nette en mm	230
Cote extérieure, profondeur nette en mm	215
Cote extérieure, hauteur brute en mm	40
Cote extérieure, largeur brute en mm	250
Cote extérieure, profondeur brute en mm	255
Poids net en kg	0,15
Poids brut en kg	0,30