

Filtre à Peluches gauche
Filtre à peluches gauche
pour filtrer les peluches dans les sèche-linge

Code EAN: 4002512082099 / Numéro de matériel: 04061831 /
Ancien Numéro de matériel:



- Cadre en plastique avec toile de tamis
- extractible pour le nettoyage
- Pour l'utilisation dans l'ouverture de porte
- utilisable à gauche
- Pour T4xx, T5xx, T6xx
- Pour certains modèles : Comparer le composant à la pièce de rechange représentée