

E 445

Capuchon de douilles de rinçage

pour la fixation des instruments lors de l'utilisation des douilles de rinçage.



- 12 bouchons pour douilles de rinçage
- Ouverture Ø 6 mm mm

Code EAN: 4002511908185 / Numéro de matériel: 04203850 /
Ancien Numéro de matériel: 69744501D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Propriétés du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Transparent
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	80
Cote extérieure, profondeur brute en mm	120
Diamètre en mm	6
Poids net en kg	0,03
Poids brut en kg	0,03