

E 448

Flexible en silicone

pour le nettoyage optimal de divers instruments.



- Raccord Luer-Lock, mâle, vissable
- Longueur 300 mm mm, Ø 10 mm mm
- Buse de rinçage, pas de vis 8 x 1 mm

Code EAN: 4002511908475 / Numéro de matériel: 04203880 / Ancien Numéro de matériel: 69744801D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autres accessoires	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Transparent
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments avec lumen	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	300
Cote extérieure, largeur nette en mm	8
Cote extérieure, profondeur nette en mm	8
Cote extérieure, hauteur brute en mm	10
Cote extérieure, largeur brute en mm	170
Cote extérieure, profondeur brute en mm	125
Diamètre en mm	10
Poids net en kg	0,02
Poids brut en kg	0,02