

E 449

Adaptateur

pour la connexion de raccords Luer-Lock, femelles.



- Pour raccord Luer-Lock, femelle, vissable

Code EAN: 4002511908482 / Numéro de matériel: 04203890 / Ancien Numéro de matériel: 69744901D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Logement ou adaptateur pour instruments rotatifs	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments avec lumen	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	10
Cote extérieure, largeur nette en mm	10
Cote extérieure, profondeur nette en mm	23
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	80
Cote extérieure, profondeur brute en mm	120
Diamètre en mm	10
Poids net en kg	0,00
Poids brut en kg	0,01