

E 451

Complément à mailles  
pour la prise en charge optimale de divers instruments.



- Complément à mailles avec couvercle pour les petites pièces
- Tresse métallique : 1 mm au fond, 0,8 mm côtés, 1 mm couvercle
- Largeur mailles : 3 mm au fond, 1,7 mm côtés, 3 mm couvercle

Code EAN: 4002511908154 / Numéro de matériel: 04203910 /  
Ancien Numéro de matériel: 69545101D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément à mailles	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments MIC	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	55
Cote extérieure, largeur nette en mm	160
Cote extérieure, profondeur nette en mm	240
Cote extérieure, hauteur brute en mm	75
Cote extérieure, largeur brute en mm	165
Cote extérieure, profondeur brute en mm	245
Poids net en kg	0,79
Poids brut en kg	0,85