

E 454

Injektordüse

pour le nettoyage de divers instruments, par ex. des douilles de trocart.



- Convient pour les douilles de trocart de Ø 10-15 mm, 8 x 150 mm
- Équipé d'un ressort pour l'ajustement de hauteur

Code EAN: 4002511908512 / Numéro de matériel: 04203940 / Ancien Numéro de matériel: 69745401D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments avec lumen	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	150
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	80
Cote extérieure, profondeur brute en mm	120
Diamètre en mm	8
Poids net en kg	0,03
Poids brut en kg	0,04